

## CHARTE DES GRANDEURS OPS

### POIGNET AVEC POUCE ET MAIN COMPLÈTE

Toutes les mesures données sont en centimètre

POIGNET AVEC POUCE COURT	Mesure de l'avant-bras	Poignet	Longueur (prise à partir de la première phalange)
OPS-00	15,5	12	19
OPS-0	16,6	12,6	21
OPS-1	18,4	13	23,5
OPS-2	22,8	17	24
OPS-3	28,2	20	26,6

MAIN COMPLÈTE	Mesure de l'avant-bras	Poignet	Longueur (prise à partir du bout des doigts)
OPS-M1	15,5	12	25,5
OPS-M2	16,6	12,6	29,2
OPS-M3	18,4	13	33,3
OPS-M4	22,8	17	35,7
OPS-M5	28,2	20	37,5

**Comme toujours, les modèles fait sur mesure sont toujours disponibles.**

**Lors de la commande, vous pouvez spécifier avec pouce long pour bloquer le pouce complètement, les mêmes mesures s'appliquent.**

**Pour les mains complètes, vous pouvez demander avec double fermetures éclair ce qui facilitent la pose lors de cas de spasticité, des frais de 20\$ seront ajoutés.**

---