

CHARTRE DES GRANDEURS ZIPBRACE

Toutes les mesures données sont en centimètres

CHEVILLE PÉDIATRIQUE	Mollet	Coup de pied	Métas	Longueur du pied	Hauteur totale
ZB-CE00	15 à 18	14 à 15	11	8,5	16
ZB-CE0 (extra petit)	17 à 20	15 à 17	12	9,5	19
ZB-CE1 (petit)	19 à 22	17 à 19	14	10	23,5
ZB-CE1.5(entre-deux gr)	22 à 25	19 à 21	15	12,7	26
ZB-CE1.5 SLIM	21 à 24	18 à 20	15	11,7	26
ZB-CE2 (médium)	24 à 27	20 à 22	15	14	29
ZB-CE3 (large)	26 à 29	22 à 24	17	15	30,5
ZB-CE3 SLIM	23 à 26	19 à 21	17	13,5	30,5
CHEVILLE ADULTE					
ZB-CA4 (petit)	31 à 36	24 à 27	19	19	33,5
ZB-CA4 SLIM	27 à 32	23 à 26	19	18	33,5
ZB-CA5 (médium)	33 à 40	26 à 30	21	20	36,5
ZB-CA6 (large)	35 à 45	27 à 33	21	21	37,5
POIGNET PÉDIATRIQUE					
	Main	Poignet	Avant bras	Longueur totale	
ZB-PE1 (petit)	12	11,5	16,5	18,5	
ZB-PE2 (large)	14,5	14	19	21	
POIGNET ADULTE					
ZB-PA3 (petit)	17	16,5	21,5	24,5	
ZB-PA4 (médium)	19,5	19	24	26	
ZB-PA5 (large)	21	20,5	26,5	27	
ORTHÈSE DU POUCE SPICA (COURT OU LONG)					
			Tour de poignet		
OPS-S-G-X	(gauche)	X =	OOO	11	
			OO	12	
OPS-S-D-X	(droit)		O	13	
			petit	13,5	
			médium	16	
			large	20	

Les spicas peuvent aussi être livrés neutres, sans velcro cousu, fournitures fournies, à ce moment, vous faites gauche ou droit à votre guise.

«Les mesures données sont les mesures minimales»