

CHARTRE DES GRANDEURS ZipBrace

POIGNET AVEC POUCE ET MAIN COMPLÈTE

Toutes les mesures données sont en centimètre

POIGNET AVEC POUCE COURT	Mesure de l'avant-bras	Poignet	Longueur (prise à partir de la première phalange)
ZipBrace-00	15,5	12	19
ZipBrace-0	16,6	12,6	21
ZipBrace-1	18,4	13	23,5
ZipBrace-2	22,8	17	24
ZipBrace-3	28,2	20	26,6

MAIN COMPLÈTE	Mesure de l'avant-bras	Poignet	Longueur (prise à partir du bout des doigts)
ZipBrace-M1	15,5	12	25,5
ZipBrace-M2	16,6	12,6	29,2
ZipBrace-M3	18,4	13	33,3
ZipBrace-M4	22,8	17	35,7
ZipBrace-M5	28,2	20	37,5

Comme toujours, les modèles fait sur mesure sont toujours disponibles.

Lors de la commande, vous pouvez spécifier avec pouce long pour bloquer le pouce complètement, les mêmes mesures s'appliquent.

Pour les mains complètes, vous pouvez demander avec double fermetures éclair ce qui facilitent la pose lors de cas de spasticité, des frais de 20\$ seront ajoutés.
